

OKULTNO KRVARENJE U STOLICI

Uzorak stolice prenijeti u čistu posudu za stolicu. Paziti da se uzorak ne kontaminira vodom iz toaleta. Uzorak stolice ne uzimati tokom i tri dana nakon menstrualnog krvarenja, kao ni ako postoji vidljivo krvarenje iz hemoroida ili krv u urinu jer to može biti razlog za dobijanje lažno pozitivnih rezultata. Također, uzorak ne treba uzimati ni u slučaju akutnog proliva. Ograničenja u ishrani nisu potrebna jer je test specifičan za ljudski hemoglobin. Alkohol i aspirin mogu izazvati gastrointestinalnu iritaciju koja može rezultirati okultnim krvarenjem. Ove supstance ne treba koristiti 48 sati prije testiranja.

NESVARENA HRANA U STOLICI (mišićna vlakna, skrobna zrna, masne kapi)

Uzorak stolice prenijeti u čistu posudu za stolicu.

HELICOBACTER PYLORI

Uzorak stolice prenijeti u čistu posudu za stolicu.

ANTIGEN U STOLICI

Uzorak stolice prenijeti u čistu posudu za stolicu.

KOPROKULTURA

Kašičicom iz posude za feces uzeti dio stolice koji sadrži sluz, krv ili gnoj, ukoliko su prisutni. Minimalna količina za analiziranje je oko 2 grama (odgovara veličini lješnika)